


Retraktions- und Torquebogen* Retraction and torque arch*



Der Retraktions- und Torquebogen dient der körperlichen Retraction und dem Torquen der Frontzähne.

The Retraction and torque arch wire is used for retracting and torquing anterior teeth.

before

after

Order No.	Abmessungen / dimensions			Technik technique	Inhalt contents
	Frontsegment anterior segment	Torque torque	Seitensegment lateral segment		
CE 0297					
210-3040	.016" x .022"	30°	.017"x.022"	.018"	1
210-2040	.016" x .022"	45°	.017"x.022"	.018"	1
210-2044	.017" x .025"	30°	.017"x.022"	.022"	1
210-2046	.018" x .025"	45°	.017"x.022"	.022"	1
311-1030	<p>Titanol Instant Zugfeder Titanol Instant tension spring</p>			12 mm	10
311-1031				18 mm	
654-0001	<p>Plastikschuttschlauch für Zugfeder Plastic protection tube for tension spring</p>				1
CE 0297					
732-0005 CE	<p>Torqueschlüssel* Torque key*</p>			.018"	1
732-0006 CE				.022"	

*nach/acc. to Prof. Dr. F. G. Sander