









Zangen, Instrumente und Zubehör
Pliers, instruments and accessories



Drahtbiegeezangen Wire bending pliers

Order No.		Beschreibung description
501-0402		<p>Adams-Zange mit einer Vierkant- und einer Rundbacke, normal, max. Draht-Ø 0,7 mm, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Adams pliers with one pyramid and one cone beak, normal, for wires up to Ø 0,7 mm, disinfectable, sterilisable</p>
501-0405		<p>Adams-Zange mit Hartmetall-Rund- und Vierkantbacken, max. Draht-Ø 0,9 mm, desinfizierbar, sterilisierbar*</p> <p>Adams pliers with hard metal pyramid and cone beaks, for wires up to Ø 0,9 mm, disinfectable, sterilisable*</p>
501-0202		<p>Flachzange beidseitig gerieft, schmal, max. Draht-Ø 0,7 mm, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Flat pliers both sides grooved, narrow, for wires up to Ø 0,7 mm, disinfectable, sterilisable</p>
501-0709		<p>Zange für Palatinalspaltschraube max. Draht-Ø 1,5 mm</p> <p>Pliers for the palatal split screw for wires up to Ø 1,5 mm</p> <div data-bbox="1214 1733 1484 2002" style="float: right; border: 1px solid gray; padding: 5px;">  </div>





*nur ohne Kunststoff-Griffüberzug / only except plastic cover

Order No.		Beschreibung description
501-0210		<p>Flachspitzzange Spitzen gerieft, mit beidseitigen Führungsrillen, max. Draht-Ø 0,8 mm, desinfizierbar, sterilisierbar*</p> <p>Pointed flat nose pliers with grooved points, with guide grooves on both sides, for wires up to Ø 0,8 mm, disinfectable, sterilisable*</p>
501-0707		<p>Aderer-Zange mit engstehenden Spitzen, zum Biegen von Drähten bis Ø 0,5 mm, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Aderer pliers with narrow standing points, for bending wires up to Ø 0,5 mm, disinfectable, sterilisable</p>
501-0701		<p>Aderer-Zange zum Biegen von Drähten bis Ø 0,9 mm, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Aderer pliers for bending wires up to Ø 0,9 mm, disinfectable, sterilisable</p>

*nur ohne Kunststoff-Griffüberzug / only except plastic cover





Drahtbiegeezangen

Wire bending pliers

Order No.		Beschreibung description
501-0502		<p>Hohlkehlzange mittel, max. Draht-Ø 1,0 mm, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Medium sized bending pliers for wires up to Ø 1,0 mm, disinfected, sterilisable</p>
501-0503		<p>Hohlkehlzange mit Graduierung, mittelfein, max. Draht-Ø 1,0 mm, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Bending pliers medium fine, with graduation, for wires up to Ø 1,0 mm, disinfected, sterilisable</p>
501-0211		<p>Young-Schlaufenzange Universalzange für Schlaufen max. Draht-Ø 0,7 mm, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Young loop bending pliers universal pliers for bending loops, for wires up to Ø 0,7 mm, disinfected, sterilisable</p>
501-0864		<p>Bio-Spezialzange max. .022"x.028", Form nach Nakajima desinfizierbar, sterilisierbar*</p> <p>Special pliers max. .022"x.028", shape according to Nakajima, disinfected, sterilisable*</p>





*nur ohne Kunststoff-Griffüberzug / only except plastic cover

Zangen für festsitzende Apparaturen
Pliers for fixed appliances

Order No.		Beschreibung description
501-0805 CE		<p>Distalschneider mini mit Fangvorrichtung, besonders grazile Ausführung, max. .022"x.028", desinfizierbar, sterilisierbar*</p> <p>Safety-hold end cutter mini especially small, max. .022"x.028", disinfectable, sterilisable*</p>
501-0807 CE		<p>Distalschneider medium mit Fangvorrichtung für harte Drähte bis .022"x.028", desinfizierbar, sterilisierbar*</p> <p>Distal cutter medium with retaining beaks for hard wires up to .022"x.028", disinfectable, sterilisable*</p>
501-0806 CE		<p>Distalschneider maxi mit Fangvorrichtung für harte Drähte bis .022"x.028", desinfizierbar, sterilisierbar*</p> <p>Distal cutter maxi with retaining beaks for hard wires up to .022"x.028", disinfectable, sterilisable*</p>
501-0804 CE		<p>Distalschneider, exklusiv für NiTi-Bögen, von .010" bis .018", desinfizierbar, sterilisierbar*</p> <p>Distal end cutter for NiTi-wires, from .010" to .018", disinfectable, sterilisable*</p>





*nur ohne Kunststoff-Griffüberzug / only except plastic cover

Spezialzangen für festsitzende Apparaturen
 Special pliers for fixed appliances

Order No.		Beschreibung description
501-0802 CE		<p>Seitenschneider medium für Lock Pins und Ligaturen für weiche Drähte mit geringem Durchmesser (0,40 mm), mit Hartmetalleinsatz, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Side nippers medium for lock pins and ligatures for soft thin wires (0,40 mm = .016"), with hard metal insert, disinfectable, sterilisable</p>
501-0819 CE		<p>„Hard Wire“ Schneider zum Schneiden von harten Drähten bis .022"x.028" mit Hartmetalleinsatz, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>„Hard wire“ cutter for cutting hard wires up to .022"x.028", with hard metal insert, disinfectable, sterilisable</p>
501-0801 CE		<p>Seitenschneider mini für Lock Pins und Ligaturen (0,40 mm), mit Hartmetalleinsatz, desinfizierbar, sterilisierbar*</p> <p>Side nippers mini for lock pins and ligatures (0,40 mm=.016"), with hard metal insert, disinfectable, sterilisable*</p>
501-0809 CE		<p>Weingart-Lightwire-Universalzange max. .022"x.028", desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Weingart universal lightwire pliers max. .022"x.028", disinfectable, sterilisable</p>








*nur ohne Kunststoff-Griffüberzug / only except plastic cover

Spezialzangen für festsitzende Apparaturen
Special pliers for fixed appliances

Order No.		Beschreibung description
501-0845 CE		<p>Weingart Ultralightwire-Zange desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Weingart ultra lightwire pliers disinfectable, sterilisable</p>
501-0810 CE		<p>Lightwire-Biegezange nach Prof. Jarabak, max. 0,50 mm, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Lightwire bending pliers according to Prof. Jarabak, disinfectable, sterilisable</p>
501-0821 CE		<p>Lightwire-Biegezange, Begg-Typ mit Hartmetalleinsatz, max. Draht-Ø 0,50 mm, desinfizierbar, sterilisierbar*</p> <p>Begg-Type Lightwire bending pliers with hard metal insert, wires up to Ø 0,50 mm, disinfectable, sterilisable*</p>
501-0865 CE		<p>Lightwire-Zange Begg-Type, max. Draht-Ø 0,60 mm mit Schneidevorrichtung, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Light wire pliers for wires up to Ø 0,60 mm with cutter Begg, disinfectable, sterilisable</p>






*nur ohne Kunststoff-Griffüberzug / only except plastic cover

Spezialzangen für festsitzende Apparaturen
 Special pliers for fixed appliances





Order No.		Beschreibung description
501-0820 CE		<p>Angle-Biegezange mit Hartmetalleinsatz, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Angle bending pliers with hard metal insert, disinfected, sterilisable</p>
501-0839 CE		<p>Bogen-torque- und -biegezange max. Draht-Ø 0,60 mm, paarweise zu verwenden, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Arch torquing and bending pliers for wires up to Ø 0,60 mm, allow to use a pair, disinfected, sterilisable</p> <div data-bbox="1214 797 1485 1115">  </div>
501-0874 CE		<p>Drahtbiegezange "Hammerkopf" desinfizierbar, sterilisierbar*</p> <p>Archwire bending plier "Hammerhead" disinfected, sterilisable*</p>
501-0822 CE		<p>De La Rosa-Zange zum Formen von Lightwire-Bögen und Bandkonturen, mit Hartmetalleinsatz, max. Draht-Ø 0,55 mm, desinfizierbar, sterilisierbar*</p> <p>De La Rosa pliers for contouring lightwire arches and bands, with hard metal insert, Ø 0,55 mm, disinfected, sterilisable*</p>
501-0808 CE		<p>Tweed Loop Zange mit Hartmetallspitze, desinfizierbar, sterilisierbar, bis .022"x.028"</p> <p>Tweed loop pliers with hard metal tip, disinfected, sterilisable, up to .022"x.028"</p> <div data-bbox="1214 1751 1485 2069"> <p>Ersatzspitze Replacement tip</p>  <p>501-0837</p> </div>

*nur ohne Kunststoff-Griffüberzug / only except plastic cover

Spezialzangen für festsitzende Apparaturen
Special pliers for fixed appliances






Order No.		Beschreibung description
501-0825 CE		<p>Bracket-Entfernungszange abgewinkelt, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Bracket removing pliers angulated, disinfectable, sterilisable</p>
501-0815 CE		<p>Bracket-Entfernungszange mit Kunststoffeinsatz, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Bracket removing pliers with plastic insert, disinfectable, sterilisable</p>
C501-0828 CE		<p>QuickKlear® Bracket-Entfernungszange mit Kerbe</p> <p>QuickKlear® bracket debonding plier with notch</p> 
501-0816 CE		<p>Band-Entfernungszange desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Band removing pliers disinfectable, sterilisable</p>

Spezialzangen und Instrumente für festsitzende Apparaturen
Special pliers and instruments for fixed appliances






Order No.		Beschreibung description
501-0867 CE		<p>Bracketsetzpinzette grazile Ausführung, auch für Lingularbeiten geeignet, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Bracket locating tweezers small model, also suitable for lingual treatment, disinfected, sterilisable</p>
501-0866 CE		<p>Klemmpinzette zum Setzen der Klebebrackets. Hinteres Ende dient zum Angulieren von Edgewise Brackets, desinfizierbar, sterilisierbar.</p> <p>Clamping tweezers for locating DB-brackets. The joint serves for the angulation of Edgewise-Brackets, disinfected, sterilisable.</p>
501-0223 CE		<p>2D Lingual bracket-Pinzette – 3 mm 2D Lingual bracket tweezer – 3 mm</p>
501-0224 CE		<p>2D Lingual bracket-Pinzette – 4 mm 2D Lingual bracket tweezer – 4 mm</p>
501-0225 CE		<p>2D Lingual bracket-Pinzette – 5 mm 2D Lingual bracket tweezer – 5 mm</p>









Spezialzangen und Instrumente für festsitzende Apparaturen
 Special pliers and instruments for fixed appliances

Order No.		Beschreibung description
501-0840 CE		<p>2D Lingualbracket-Öffnungszange 2D Lingual bracket opening plier</p> 
501-0705 CE		<p>Nadelhalter Mathieu desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Needle holder - Mathieu disinfectable, sterilisable</p>
501-0708 CE		<p>Nadelhalter Mathieu mit Hartmetallbacken, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Needle holder Mathieu with hard metal beaks, disinfectable, sterilisable</p>
501-0830 CE		<p>Mosquito-Klemme zur Applikation der Elastics, desinfizierbar, sterilisierbar</p> <p>Mosquite-forceps for application of elastics, disinfectable, sterilisable</p>

Spezialzangen und Instrumente für festsitzende Apparaturen
Special pliers and instruments for fixed appliances







Order No.		Beschreibung description
501-0870 CE		<p>Separier-Zange desinfizierbar, sterilisierbar Separating pliers disinfectable, sterilisable</p>
501-0869 CE		<p>Ligaturen-Klemme desinfizierbar, sterilisierbar Ligature-forceps disinfectable, sterilisable</p>
501-0834 CE		<p>Pinzette zum Elasticsetzen, desinfizierbar Tweezers for seating elastics, disinfectable</p>
501-0838 CE		<p>Ligaturen-Setzer desinfizierbar, sterilisierbar Twirl-on-Instrument disinfectable, sterilisable</p>
501-0843 CE		<p>Spezialsonde mit Führungskerbe zum Öffnen der Lingual-Brackets Special explorer with director to open the lingual brackets</p>








Order No.		Beschreibung description
501-0833 CE		<p>Ligaturen-Director desinfizierbar, sterilisierbar Ligature director disinfectable, sterilisable</p>
501-0846 CE		<p>Bandaufsetzer und Scaler desinfizierbar, sterilisierbar Band seating instrument and scaler disinfectable, sterilisable</p>
501-0828 CE		<p>Bandandrücker desinfizierbar, sterilisierbar Band pusher disinfectable, sterilisable</p>
501-0868 CE		<p>Molaren-Bandaufsetzer mit Hartmetalleinsatz, desinfizierbar, sterilisierbar Molar band seater with hard metal insert, disinfectable, sterilisable</p>
C501-1842 CE		<p>BioQuick & QuicKlear Konfortsonde, doppelseitig, BioQuick Quick & QuicKlear comfort probe double</p>



*nur ohne Kunststoff-Griffüberzug / only except plastic cover

Instrumente
Instruments




Order No.		Beschreibung description
501-0861 CE		<p>Drahtbogen-Direktor Archwire-Director</p> 
C501-0815 CE		<p>QuicKlear® Bracket Entfernungs- werkzeug „Pauls-Tool“ – doppelseitig „Pauls-Tool“ for debonding of QuicKlear® brackets – double sided</p> 
501-0842		<p>Zug- und Druckwaage – Meßbereich 50 - 500 g Stress and tension gauge – measuring range 50 - 500 g</p>
505-0002		<p>Zangenständer 15 Fächer – 30 x 25 x 6 cm Holder for pliers 15 compartments – 30 x 25 x 6 cm</p>





Order No.		Beschreibung description
501-0101		<p>Seitenschneider mittel, max. Draht-Ø 0,7 mm</p> <p>Medium sized side nippers for wires up to Ø 0,7 mm</p>
501-0103		<p>Hebelseitenschneider für harte Drähte bis Ø 1,2 mm</p> <p>Heavy wire cutter for hard wires up to Ø 1,2 mm</p>
501-0204		<p>Kramponzange-Universal-Technikzange mit Schneidevorrichtung, max. Draht-Ø 0,9 mm</p> <p>Pin and universal technique pliers with cutter, for wires up to Ø 0,9 mm</p>
501-0877		<p>Thermozange klein zur Nachaktivierung von TRACK PC Applikationen. Breite 1,3 mm</p> <p>Thermoforming pliers small for the activation of Track PC foils, tip width 1,3 mm</p>
501-0878		<p>Thermozange groß zur Nachaktivierung von TRACK PC Applikationen. Breite 2,2 mm</p> <p>Thermoforming pliers large for the activation of Track PC foils, tip width 2,2 mm</p>

Instrumente
Instruments



Order No. CE		Größe Size	Beschreibung description
501-0871		1	Setzspinne zum Bracketpositionieren Bracket positioning boone gauge
506-0001		1	Dental-Schieblehre für Praxis und Labor Zürcher Modell für Innen- und Außenmessungen Vernier Gauge Caliper for practice and laboratory Model Zürich for inside and outside measurements

Kleber
Adhesives

Order No. CE 0297		Inhalt contents	Beschreibung description
422-6002		1	KURASPER F , lichthärtend Inhalt: KURASPER F Adhäsiv 2 ml, KURASPER F Paste 2 ml, K-ETCHANT GEL (1 Fl.) 6 ml, Anmischplatte, Applikationsbürstchen KURASPER F , light-cure Contents: KURASPER F adhesive 2 ml, KURASPER F paste 2 ml, K-ETCHANT GEL 6 ml, mixing-sheet, application-brush
422-6203		2 ml	KURASPER F Adhäsiv / adhesive
422-6602		2 ml	KURASPER F Paste

Order No. CE 0297		Inhalt contents	Beschreibung description
422-4002		1	<p>Quick-Bond Einphasenkleber Spritzenversion Inhalt: Adhesive-Paste 10 g (2 Spritzen à 5 g), Primer 14 g, Ätzel 9 g, Pinsel, Zubehör, Bedienungsanleitung.</p> <p>Quick-Bond No-Mix Orthodontic Adhesive adhesive paste in syringe Contents: adhesive paste 10 g (2 x 5 g syringes), primer 14 g, etching agent 9 g, brushes, accessories, instructions.</p>
422-3602		2 x 5 g	<p>Quick-Bond Adhesive-Paste Quick-Bond Adhesive paste</p>
422-3202		14 g	<p>Quick-Bond Primer</p>
422-3302		9 g	<p>Quick-Bond Ätzel Quick-Bond Etching agent</p>



Zubehör
Accessories





Order No.		Inhalt contents	Beschreibung description
422-1402		50 Stück 50 pieces	<p>Einwegpinsel Disposable brushes</p>
426-0002		1	<p>Aqua-Cem-Glas-Ionomer-Zement Werkstoff für Befestigungen Inhalt: Pulver 30 g, Wasserdosierspender, Pulvermaß, Gebrauchsinformation</p> <p>Aqua-Cem-Glass-Ionomer-cement fixing material Contents: powder 30 g, water dispensing bottle, powder measure, instructions</p>

CE 0123


Order No.		Beschreibung description
900-1127		<p>Etui für QuickKlear®-Brackets, für bis zu 3 Fällen OK und UK</p> <p>QuickKlear® Bracket container up to 3 cases maxillary and mandibular</p>
900-1128		<p>Etui für QuickKlear®-Brackets, für bis zu 6 Fällen OK und UK</p> <p>QuickKlear® Bracket container up to 6 cases maxillary and mandibular</p>
900-1126		<p>Etui für Brackets, für OK und UK</p> <p>Bracket container for maxillary and mandibular</p>
431-0002		<p>Bracket-Tablett zum Vorsortieren der Klebebrackets (10 Stück)</p> <p>Bracket tray for prior assorting of direct bonding brackets (10 pieces)</p>
900-1122		<p>Verpackung für 1 Fall Metallbrackets</p> <p>Container for 1 case metal brackets</p>

Zubehör Accessories

Order No.		Beschreibung description
900-1104		Einzeleinschub Container
900-1107		Etuis für Bänder , stapelbar, nach Abnahme des Deckels als Einschub für Bandbox verwendbar, für OK- und UK-Molaren Band-container can be stacked, after removal of the lid it can be inserted into the band box, for max. + mand. molars

Order No.		Beschreibung description
435-0001		<p>Orthodontisch-diagnostisches Besteck nach Prof. Dr. Dr. Korkhaus, bestehend aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orthometer Normentabelle für die transversalen und sagittalen Dimensionen. 2. Orthodontisches Kreuz in Zentimereinteilung 3. Orthodontisches Kreuz in Millimereinteilung 4. Präzisions-Meßzirkel mit Schutzhülse und aufgeprägter Millimeter-Skala <p>Diagnostic instruments (Orthometer kit) according to Prof. Dr. Dr. Korkhaus containing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orthometer caliper for transversal and sagittal dimensions 2. Orthodontic disc with centimeter-scale 3. Orthodontic disc with millimeter-scale 4. Precision bow divider with point protector and millimeter-scale
424-0001 CE		<p>Wangen- und Lippenhalter mit Spannkraft Lip- and Cheek-retractor for spacious view of full arch</p> <p>2 Stück/pieces</p>
434-0001		<p>Meßplatte nach Schmuth zum genauen optischen Vermessen des Zahnbogens mit parallaxenfreiem Ablesen der Meßwerte.</p> <p>Grid screen (Schmuth) for precise optical measurement of the dental arch. The parallax-free values can be clearly read.</p>
436-0001		<p>Meßzirkel, einzeln lieferbar Bow divider, available separately</p>



Zubehörteile zur Herstellung des gnathologischen Positioners*
 Accessories for the manufacture of the gnathological positioner*


Order No.		Inhalt contents	Beschreibung description
900-1210		100 Stück 100 pieces	Mobil-Pin (mit Kunststoffschlauch überzogen) Mobil-Pin (covered with a plastic tube)
900-1211 CE		2 Stück 2 pieces	Positioner-Rohling Positioner blank



Zahnpflege
 Dental care





900-1318		12 x 100 ml	Pearls & Dents Zahnpasta Pearls & Dents tooth paste	
----------	---	-------------	--	---



Mit dem Memory-Maker können Sie die superelastische Gedächtnisform (Memory-Form) von Nickel-Titan Drähten, wie z.B. FORESTADENT-Titanol® programmieren oder eine bereits programmierte Memory-Form ändern.

With the Memory-Maker you can program the superelastic Memory-Form of Nickel-Titanium Wires, e.g. FORESTADENT Titanol® or you can change already programmed Memory-Forms.



Order No.	Beschreibung description
900-1007	Memory Maker ohne Zangen / without pliers
900-1008	Memory Maker mit 2 Zangen 501-0810 / with 2 pliers 501-0810

*2006/42/EG

