






Bio-High-Pull

	<p>Beschreibung description</p> <p>Durch die Verwendung modernster Federn wird eine kontinuierliche Kraft von ca. 450 g pro Feder ausgeübt, was die Behandlung verkürzt und den Patientenkomfort erhöht.</p> <p>Through the use of most modern springs a continuous force of about 450 g per spring is exerted and thus reduces treatment time and improves patient comfort.</p>
---	--

Order No.		Inhalt contents
606-0240 CE		<p>Kompletter Satz, bestehend aus: High-Pull mit Federzug, 2 Kupplungsknöpfen, 2 Kupplungsfedern, Facebow 601-1320</p> <p>Set consisting of: High-Pull with traction springs, 2 coupling buttons, 2 coupling springs and facebow 601-1320</p>
611-0240 CE		<p>Kompletter Satz ohne Facebow Complete set without facebow</p>
611-1013 CE		<p>10 Kupplungsknöpfe und 10 Kupplungsfedern 10 coupling buttons and 10 coupling springs</p>
611-1010 CE		<p>10 Kupplungsfedern 10 coupling springs</p>