



	<p>Beschreibung description</p>
	<p>Elastische Federn im asymmetrisch ausgleichenden Gleitnackenband integriert, liefern eine gleichmäßige, kontinuierliche Krafteinwirkung auf die zu distalisierenden Molaren.</p> <p>Elastic springs incorporated into the low cervical pull allow equal asymmetrical continuous forces onto the molars to be distalised.</p>
	<p>Die Sicherheitsanschlüsse verhindern Verletzungen.</p> <p>The safety stops prevent injuries.</p>

Order No.		Farbe colour	Inhalt contents
603-0106 CE		blau blue	<p>Kompletter Satz, bestehend aus: Nackenpolster, Zugband, Kupplungsknopf und -feder, Facebow 601-1020</p> <p>Set consisting of: Foam pad, traction band, coupling button, coupling spring, facebow 601-1020</p>
603-0107 CE		grün green	
603-0104 CE		blau blue	<p>Kompletter Satz ohne Facebow</p> <p>Complete set without facebow</p>
603-0105 CE		grün green	
611-1013 CE			<p>10 Kupplungsknöpfe und 10 Kupplungsfedern</p> <p>10 coupling buttons and 10 coupling springs</p>
611-1010 CE			<p>10 Kupplungsfedern</p> <p>10 coupling springs</p>