






Retraktions- und Torquebogen Retraction and torque arch



Der Retraktions- und Torquebogen dient der körperlichen Retraction und dem Torquen der Frontzähne.



The retraction and torque arch wire is used for bodily retraction and torquing of anterior teeth.

Order No.	Abmessungen / dimensions			Technik technique	Inhalt contents
	Frontsegment anterior segment	Torque torque	Seitensegment lateral segment		
CE 0297					
210-3040	.016" x .022"	30°	.017"x.022"	.018"	1
210-2040	.016" x .022"	45°	.017"x.022"	.018"	1
210-2044	.017" x .025"	30°	.017"x.022"	.022"	1
210-2046	.018" x .025"	45°	.017"x.022"	.022"	1
311-1030	 <p>Titanol Instant Zugfeder Titanol Instant tension spring</p>		12 mm		10
311-1031			18 mm		
654-0001 CE 0297	 <p>Plastikschutzschlauch für Zugfeder Plastic protection tube for tension spring</p>				1
732-0005 CE	 <p>Torqueschlüssel Torque key</p>		.018"		1
732-0006 CE			.022"		